

# ウェルウォーク邇信

日頃はウェルウォークをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 今回は、『TR-TIPSの活用方法』についてご紹介します。

TR-TIPSでは日報で入力をして頂いたデータをもとに、歩行練習の過程と結果を見やすくグラフ化できます。 その中の1機能である、歩行自立度の推移をグラフ化し、他の類似症例と比較できる機能を紹介します。

### 1. 患者様毎の歩行自立度の推移



※1■参考文献

<u>http://www.fujita-hu.ac.jp/~rehabmed/nanakuri/reha\_overview/gait\_ability.html</u> 回復期脳卒中片麻痺患者における歩行能力の経過 - 入院時の歩行能力及び下肢運動麻痺の重症度別による検討-(谷野ら JJCRS 2014)を一部改変

### ΤΟΥΟΤΑ



## 2.グラフ化に必要な入力項目

評価実施日			2019/07/02 1施行目 <b>十</b> 🔽	■経過入力 319/07/02 2019/07/09 2019 0週 6日 1週 施行目 + 2 1施行目 + 2 1施行 通 6日 1施行目 + 2 1施行 1通 1施行目 + 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2				
線 目別 ♥		•	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●		つでも入力す	ることが		
基本情報		身長[cm]				可能ですので、あとからまとめて入力		カする
		体重[kg]						
	歩行能力	FIM歩行	3 🗸	4 🗸	4 🖌	5 🗸	5 🗸	6 🗸
		最人連続莎行距離 [m]						
					<del></del>			
	Br.stage	下肢		■初	期入力			×
	Br.stage	下肢 Hip-Flex	2 ~	■初 2 初回網 (Hip	期入力 東習日の欄に <mark>そ</mark>	刃期SIAS	3項目 atl	<b>~</b> 2 <b>~</b>
	Br.stage	下肢 Hip-Flex Knee-Ext	2 ~	■初 <sup>2</sup> 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	期入力 <sup>東習日の欄に</sup> -Flex,Knee- FIM歩行を	<mark>刃期SIAS</mark> Ext,Foot-P 入力すること	<mark>3項目</mark> at) と で、	2 <b>v</b> 2 <b>v</b>
	Br.stage	下肢 Hip-Flex Knee-Ext Foot-Pat	2 × 2 × 0 ×	2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	期入力 東習日の欄に -Flex,Knee- FIM歩行を 手の分類分けた	<mark>刃期SIAS</mark> Ext,Foot-P えつすること <sup>-</sup> が行われます。	<mark>3項目</mark> at) と で、	2 v 2 v 0 v
	Br.stage SIAS	下肢 Hip-Flex Knee-Ext Foot-Pat Touch L/E	2 × 2 × 0 × 2 ×	2 2 2 2 0 8 3 7 8 3 7 8 8 4 9 8 8 4 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8	期入力 東習日の欄に -Flex,Knee- FIM歩行を 事の分類分けた	<mark>刃期SIAS</mark> Ext,Foot-P え入力すること <sup>-</sup> が行われます。	<mark>3項目</mark> at)と で、	2 V 2 V 0 V
身	Br.stage SIAS	下肢 Hip-Flex Knee-Ext Foot-Pat Touch L/E Position L/E	2 × 2 × 0 × 2 ×	2 2 2 2 2 3 0 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	期入力 東習日の欄に -Flex,Knee- FIM歩行を 手の分類分けた	<mark>刃期SIAS</mark> Ext,Foot-P 入力すること <sup>-</sup> が行われます。 、	3項目 at)と で、 、	2 v 2 v 0 v
身体情	Br.stage SIAS	下肢 Hip-Flex Knee-Ext Foot-Pat Touch L/E Position L/E Abdominal	2 × 2 × 0 × 2 × 1 ×	2 2 2 2 2 3 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	期入力 東習日の欄に -Flex,Knee- FIM歩行を 手の分類分けた	<mark>刃期SIAS</mark> Ext,Foot-P え入力すること が行われます。 、 、 、 、 、 、	3項目 at)と で、 ・ ・ 、	

#### 【ご参考】詳細な操作手順は、下記TR-TIPSのページを参照ください

#### https://www.toyota.co.jp/robotics/service/tips/

#### ※リーダPT用のID、PWを忘れてしまった場合は、下記連絡先までご連絡ください



今回はTR-TIPSの一部機能である『患者様毎の歩行自立度の推移』についてご紹介させて 頂きました。これを機に少しでも活用して頂ければ幸いです。

操作方法に関して コールセンター: TEL. 0120-05-6598

(ただし、臨床面に関する問い合わせは WW 臨床・運用相談窓口: <u>clinical-ww@mail.toyota.co.jp</u> まで)

### ΤΟΥΟΤΑ