

# ウェルウォーク通信

～あいちリハビリテーション病院様の稼働率向上を目的とした改革～

日頃はウェルウォークをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。  
今回は、『あいちリハビリテーション病院様の取り組み』についてご案内致します。

## 基本情報

## 医療法人仁医会 あいちリハビリテーション病院（愛知県西尾市）

- ・病床数：回復期 145 床
- ・疾患割合：運動器 5 割、脳血管 4 割
- ・療法士：74 名（PT 37、OT 28、ST 9）
- ・リハ単位：一日平均 18 単位/人



## ウェルウォーク運用状況

- ・ウェルウォーク導入時期：2019年5月
- ・WWメンバー9名
- ・WW教育修了者：15名
- ・WW訓練頻度：新規対象者約2名/月
- ・約3回/週
- ・訓練期間：2週～2ヶ月程度
- ・WW訓練対応者：WWメンバー1名+担当PT or WWメンバー1名
- ・対象疾患：主に脳血管障害、脊髄損傷
- ・WW対象選定方法：WWメンバーによる推薦、担当医師からの推薦
- ・WWミーティング：約1時間/週
- ・基本的にWWメンバーが参加
- （実施症例の課題やパラメータ設定の検討、WW通信の閲覧、新規対象者候補の報告など）

## ウェルウォーク運用におけるメンバーの悩み

- ・準備（採型・脚調整）
- ・データ管理に時間がかかる
- ・ADL訓練や基本動作訓練の時間が減る
- ・WW訓練のみでは向上し難い機能がある
- ・WW操作方法の習得、教育に時間がかかる

## メンバー外リハスタッフからの声

- ・「操作を覚えるのが大変そう・・・」
- ・「ウェルウォークでしか介入できない？」
- ・「高価な機械なのに使っていないの？」



## 『ウェルウォーク』の敷居が高くなってしまっているのでは？

### ウェルウォークの意識改革！

#### 改革① 準備（採型・脚調整）・データ管理に関して

##### 採型・脚調整表の作成

調整時に**視覚的に見やすく**様に脚調整表を作成（図1）

##### データ入力を省略

WWへのデータ入力を**省略**。入力は訓練後の訓練記録のみ

#### 改革③ WWの頻度や効果の認識について

##### 訓練頻度の自由化

頻度・期間は**自由に調整**可能 ※WWミーティングでも検討

#### 改革② WW操作と教育体制について

##### wwメンバーの循環

WWメンバーに「**卒業**（脱退）」を設けて自由にWWを使用できるスタッフを増やす。（卒業者は打診なくWW使用可）

##### 操作指導の簡素化（図2）

WWメンバー外のPTが「**wwを使用できる**」という認識が高まるように習得度をA～Eで可視化

##### メリット・デメリットの明確化

「WW≠歩行向上」のみが役割ではないことや**訓練機器としての特性**を伝え、利用価値を認識してもらう。WW以外の訓練の必要性も伝達。

目標 ⇒ 器具と同様の感覚で訓練ツールとして皆がwwを気軽に活用する！

ご不明点、ご質問等ございましたら下記メールアドレスまでご連絡下さい。

WW 臨床・運用相談窓口<clinical-ww@mail.toyota.co.jp>

様 ロボット脚調整表 右側・左側

**HIPJOINT 有・無**  
 上部: S \_\_\_\_\_  
 下部: \_\_\_\_\_ cm

大腿ベルト  
 上: \_\_\_\_\_  
 下: \_\_\_\_\_

大腿パッド  
 有・無  
 上: \_\_\_\_\_ 枚  
 下: \_\_\_\_\_ 枚

下腿フレーム長 \_\_\_\_\_ cm

足関節ユニット  
 サイズ: S・L  
 高さ: No. \_\_\_\_\_

麻痺側靴  
 S/M/L

足部調整ソール  
 \_\_\_\_\_ cm

インソール: 有・無    サイズ: S/L  
 つま先パッド: 有・無


ハーンズ  
 転倒  
 体幹: S/M/L

ウイング  
 内側・外側

下腿ベルト  
 \_\_\_\_\_

下腿パッド  
 \_\_\_\_\_

下腿フレーム角



足部ユニット高さ

非麻痺靴 \_\_\_\_\_ cm

図1 作成した脚調整表

名前	
チェック	<b>A フィッティング</b>
<input type="checkbox"/>	採寸表を選択して評価をしてもらう
<input type="checkbox"/>	フィッティング編P4~10, P50
<input type="checkbox"/>	調整脚 フィッティング編P12~27, 51
<input type="checkbox"/>	適合確認 フィッティング編P28~49
	製品の配座と管理情報
	<b>B 基本操作</b>
<input type="checkbox"/>	起立〜キャリブレーション 操作編P12~16
<input type="checkbox"/>	歩装靴 操作編P17~21
<input type="checkbox"/>	起立〜訓練 操作編P22~25
<input type="checkbox"/>	終了手順 操作編P36~37
	<b>C モニタ操作</b>
<input type="checkbox"/>	アシスト（歩調・振り出し） 操作編P27
<input type="checkbox"/>	膝屈伸角度・速度 操作編P27
<input type="checkbox"/>	荷重値・振動値 操作編P27~28
<input type="checkbox"/>	FB調整 操作編P29~30
	<b>D ロボット確認</b>
<input type="checkbox"/>	荷重と振動の理解 操作編P27~28
<input type="checkbox"/>	練習ガイドの見方 操作編P34~35
<input type="checkbox"/>	映像の再生方法 操作編P31
<input type="checkbox"/>	データの見方 操作編P32
	<b>E 記録/データ管理</b>
<input type="checkbox"/>	記録方法
<input type="checkbox"/>	転入入力
<input type="checkbox"/>	WWスケジュールの見方
	【運用にあたり】
	① 「まとも/申し送り」を記載
	② WWカンファレンスにて「まとも/申し送り」を元に訓練アドバイスを「リハ方針」に記載
	③ 「リハ方針」を元に指導 or 単独介入の参考にす
	※①〜③の繰り返しにて実施とFBを行っていく。
	A+Bのチェックにて準備まで自立（初めの1単位フォローなし）
	C+D+Eのチェック→ 単独使用の安全性評価（2回）後、単独運用許可 ※フォロー希望可能

図2 簡素化した指導工程表

## WWメンバー



## リーダーPTのコメント

ウェルウォークはまだまだリハビリツールとしての可能性を秘めていると思います。歩行能力向上のためのロボットという固定概念を捨て、患者さんが社会復帰をするための多くの支援ツールのうちのひとつであるという認識をもち、本当の意味でウェルウォークを使いこなすことが大切だと思います。今後も患者さんのためにウェルウォークを活用して理学療法士として臨床に臨みたいと思います。